

Здравствуйте.

Компания «Икадент» рада представить Вашему вниманию новый высококачественный продукт – **стекловолоконные штифты**. Мы предлагаем не только штифты распространенных цилиндрических и цилиндроконических форм, но и уникальные модели **анкерных стекловолоконных штифтов**, имеющих, подобно титановым штифтам «Икадент», **развитую коронковую часть и плечо**, что позволяет выполнять объемные эстетические реставрации прямым методом. Всего модельный ряд включает 10 типоразмеров.









Штифты «Икадент» изготавливаются из армированной стекловолокном полимерной композиции. Материал обладает **высокой прочностью** (до 1000 МПа, сопоставима с титаном), **оптимальным модулем упругости** и **эстетическими свойствами** (светопрозрачен, близок по цветовому тону к дентину). Штифты **совместимы** с имеющимися на рынке адгезивными системами, а так же инструментами (Maillefer, MANI, Икадент). Продукция имеет Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава.

Стекловолоконные штифты «Икадент» поставляются как отдельно, **упаковками по 6 штук**, так и в **виде стартовых наборов**, содержащих инструменты для их установки. Рабочие размеры инструментов соответствуют установочным размерам штифтов, входящих в набор, что избавляет стоматолога от необходимости подбирать инструмент вручную. Наборы упакованы в удобный пластиковый бокс и содержат инструкцию с подробным описанием изделий и рекомендациями по их использованию.



СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ШТИФТЫ «ИКАДЕНТ» Рекомендуемые розничные цены

| Размеры | Номер по каталогу | Описание | Цена, руб. |
|---|-------------------|---|------------|
| Стекловолоконные эндоканальные штифты цилиндрические. Модель А | | | |
|  | IKS-A01-V | Набор 6 штифтов А01 диам. 1,0 мм | 290 |
| | IKS-A02-V | Набор 6 штифтов А02 диам. 1,2 мм | 290 |
| | IKS-A03-V | Набор 6 штифтов А03 диам. 1,4 мм | 290 |
| | IKS-A04-V | Набор 6 штифтов А04 (блистер) диам. 1,6 мм | 290 |
| Стекловолоконные эндоканальные штифты цилиндро-конические. Модель В | | | |
|  | IKS-B01-V | Набор 6 штифтов В01 диам. 1,25 мм | 290 |
| | IKS-B02-V | Набор 6 штифтов В02 диам. 1,4 мм | 290 |
| | IKS-B03-V | Набор 6 штифтов В03 диам. 1,55 мм | 290 |
| Стекловолоконные анкерные штифты. Модель Е | | | |
|  | IKS-E01-V | Набор 6 штифтов Е01 | 550 |
|  | IKS-E02-V | Набор 6 штифтов Е02 | 550 |
|  | IKS-E03-V | Набор 6 штифтов Е03 | 550 |
| Стартовые комбинированные наборы стекловолоконных штифтов IKS-Z | | | |
|  | IKS-Z10-F | Набор 18 штифтов (А01х6, А02х6, А03х6) + 3 инстр. | 990 |
| | IKS-Z20-F | Набор 18 штифтов (В01х6, В02х6, В03х6) + 3 инстр. | 1290 |
| | IKS-Z30-F | Набор 18 штифтов (Е01х6, Е02х6, Е03х6) + 6 инстр. | 2790 |