

Здравствуйте.

Компания Икадент специализируется на разработке, производстве и продаже эндоканальных и анкерных штифтов, используемых в эндодонтии для восстановления частично или полностью разрушенной коронковой части зуба.

Штифты «IKADENT®» изготавливаются из химически чистого титанового сплава, поставляемого из США. Изделия имеют сертификат соответствия (Росс.RU.АИ11.В01172) и рекомендованы Министерством Здравоохранения к применению в Российской Федерации (приказ МЗ РФ №311 от 13.11.95.). Конструктивные особенности изделий защищены патентами. 

Штифты «IKADENT®» реализуются как отдельно, так и в составе наборов, содержащих инструменты для их установки. Рабочие размеры инструментов соответствуют установочным размерам штифтов, входящих в набор, что избавляет стоматолога от необходимости подбирать инструмент вручную.

















Инструменты, входящие в состав наборов, изготовлены ведущими швейцарскими и японскими производителями.

Наборы поставляются в удобной пластиковой упаковке и содержат инструкцию с подробным описанием изделий и рекомендациями по их использованию.



Еще до начала закупок нашей продукции мы можем обеспечить Вас рекламным материалом (цветные иллюстрированные буклеты с описанием продукции и вариантов использования, пробные экземпляры штифтов). Список наших партнеров публикуется в рекламном модуле выходящем в газете «Стоматология Сегодня», а также на нашем сайте www.ikadent.ru.

ПРАЙС-ЛИСТ розничный

Размеры	Номер по каталогу	Описание	Цена, руб. (НДС не облагается)
Титановые эндоканальные штифты. Модели А и В			
 $\varnothing 1,5$ / $\varnothing 1,0$ 3,2 / 5,7	ИКТ-А05-V**	Набор 24 штифтов А05	450
	ИКТ-А05-N	Набор 24 штифтов А05 +1 инстр.	650
 $\varnothing 1,7$ / $\varnothing 1,2$ 3,7 / 6,7	ИКТ-А20-V*	Набор 24 штифтов А20	450
	ИКТ-А20-N	Набор 24 штифтов А20 +1 инстр.	650
 $\varnothing 2,0$ / $\varnothing 1,0$ 3,2 / 5,7	ИКТ-В05-V**	Набор 24 штифтов В05	450
	ИКТ-В05-N	Набор 24 штифтов В05 +1 инстр.	650
 $\varnothing 2,2$ / $\varnothing 1,2$ 3,7 / 6,7	ИКТ-В20-V**	Набор 24 штифтов В20	450
	ИКТ-В20-N	Набор 24 штифтов В20 +1 инстр.	650
Титановые пассивные анкерные штифты. Модели С и D			
 $\varnothing 2,0$ / $\varnothing 1,0$ 2,3 / 5,7	ИКТ-С05-V*	Набор 24 анкерных штифта С05	690
	ИКТ-С05-N	Набор 24 анкерных штифта С05 +1 инстр.	890
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,2$ 2,8 / 6,7	ИКТ-С20-V*	Набор 24 анкерных штифта С20	1390
	ИКТ-С20-F	Набор 24 анкерных штифта С20 +3 инстр. + ключ	1890
 $\varnothing 2,0$ / $\varnothing 0,9$ 3,2 / 6,0	ИКТ-D05-V*	Набор 24 анкерных штифта D05	690
	ИКТ-D05-N	Набор 24 анкерных штифта D05 +1 инстр.	1190
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,2$ 3,5 / 7,7	ИКТ-D20-V*	Набор 24 анкерных штифта D20	1390
	ИКТ-D20-F	Набор 24 анкерных штифта D20 +3 инстр. + ключ	1890
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,3$ 4,9 / 7,7	ИКТ-D25-V	Набор 24 анкерных штифта D25	1390
	ИКТ-D25-F	Набор 24 анкерных штифта D25 +3 инстр. + ключ	1890
Титановые пассивные анкерные штифты с плоской коронковой частью. Модели GF и HF			
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,2$ 3,5 / 7,7	ИКТ-GF20-V*	Набор 24 анкерных штифта GF20	1890
	ИКТ-GF20-F	Набор 24 анкерных штифта GF20 +3 инстр. + ключ	2390
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,3$ 4,9 / 7,7	ИКТ-GF25-V	Набор 24 анкерных штифта GF25	1890
	ИКТ-GF25-F	Набор 24 анкерных штифта GF25 +3 инстр. + ключ	2390
Титановые пассивные анкерные штифты под металлокерамику. Модели E и EF			
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,2$ 4,3 / 7,7	ИКТ-E20-V	Набор 24 анкерных штифта E20	1390
	ИКТ-E20-F	Набор 24 анкерных штифта E20 +3 инстр. + ключ	1890
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,2$ 4,3 / 7,7	ИКТ-EF20-V*	Набор 24 анкерных штифта EF20	1890
	ИКТ-EF20-F	Набор 24 анкерных штифта EF20 +3 инстр. + ключ	2390
 $\varnothing 2,5$ / $\varnothing 1,3$ 5,5 / 8,2	ИКТ-EF30-V*	Набор 24 анкерных штифта EF30	1890
	ИКТ-EF30-F	Набор 24 анкерных штифта EF30 +3 инстр. + ключ	2390
 $\varnothing 3,0$ / $\varnothing 1,3$ 4,9 / 9,0	ИКТ-EF35-V*	Набор 24 анкерных штифта EF35	1890
	ИКТ-EF35-F*	Набор 24 анкерных штифта EF35 +3 инстр. + ключ	2390
Экономичные комбинированные наборы ИКТ-Х.			
	ИКТ-Х10-F**	Набор 30 штифтов (А05х5, В05х5, А20х5, В20х5, С05х5, D05х5) + 2 инстр.	990
	ИКТ-Х15-F**	Набор 24 штифта (С05х4, D05х4, С20х4, D20х4, D25х4, GF25х4) + 3 инстр. + ключ	2190
	ИКТ-Х20-F*	Набор 24 штифта (С20х4, D20х4, D25х4, GF25х4, E20х4, EF20х4) + 3 инстр. + ключ	2290

* Обозначены самые ходовые позиции. Наборы Х10, Х15, Х20 являются стартовыми сборниками, после которых у врачей остается необходимый инструмент. Наборы с маркировкой «V» - пакетиками с моделями штифтов, которые покупают как расходный материал после стартовых наборов. Наборы А05-V, В05-V, А20-V, В20-V, С05-V, D05-V можно покупать и без наличия стартовых наборов, т.к. к ним подходят любые развертки нужного размера, которые обычно имеются у врачей.

Штифты моделей А05, В05 примерно соответствуют моделям Юниметрик «08». Штифты моделей А20, В20 примерно соответствуют штифтам моделей Юниметрик «108». Штифты EF20, EF30, EF35 – во многих случаях могут заменить ортопедам литую вкладку и используются для восстановления металлокерамическими коронками. Штифты С20, D20, D25, GF20 и GF25 – имеют аналогичное назначение штифтам Радикс-Анкер и Цитко, пр-ва Майлифер (Дентсплай) и используются для реставрации композитным материалом, в т.ч. и полностью разрушенной коронковой части зуба.